

Arbeitsbereich:

Tätigkeit:

Gefahrstoffbezeichnung

mikrozid® universal wipes 2in1

Gefahren für Mensch und Umwelt



ACHTUNG

H226
H319

Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Verursacht schwere Augenreizung.



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. • Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. • **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.



Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Von offenen Flammen, heißen Oberflächen und Zündquellen fernhalten. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Persönliche Schutzausrüstung tragen.

Handschutz: Bei längerem oder wiederholtem Kontakt Handschuhe benutzen.

Augenschutz: Falls Spritzer möglich sind, Folgendes tragen: Schutzbrille

Körperschutz: Keine besondere Schutzausrüstung erforderlich.

Atemschutz: Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig.



Verhalten im Gefahrfall

Notruf: _____

Bei UNFALL, BRANDFALL oder STOFFFREISETZUNG den NOTFALL-und ALARMPLAN beachten

Brandbekämpfung: Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

Geeignete Löschmittel: Löschpulver Alkoholbeständiger Schaum Kohlendioxid (CO₂)
Wassersprühstrahl

Ungeeignete Löschmittel: Schaum KEINEN Wasserstrahl einsetzen.

Reinigung/Aufnahme: Mechanisch aufnehmen.

Umweltschutz: Keine besonderen Umweltschutzmaßnahmen erforderlich., **WGK 1**

Erste Hilfe

Notruf: _____

Allgemeine Hinweise:

Einatmung: Keine besonderen Erste-Hilfe Maßnahmen erforderlich.

Augenkontakt: Nach Augenkontakt, Kontaktlinsen entfernen. Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.

Hautkontakt: Vorsorglich mit Wasser und Seife waschen. Bei andauernder Hautreizung einen Arzt benachrichtigen.

Verschlucken: Bei Verschlucken sofort Arzt aufsuchen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Mund mit Wasser ausspülen. Kleine Mengen Wasser trinken lassen.

Ersthelfer:

Sachgerechte Entsorgung

Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen.

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Entsorgung von Produktresten in Abstimmung mit dem Abfallbeauftragten.

Abfallschlüssel-Nr.:

Abfallbeauftragter: